

**АкваХим**

продукт

111024 г. Москва Ул. Авиамоторная д. 55 корп. 31

Тел./факс +7 495 991-08-47 +7 916 596-81-63

www.aquahim.com E-mail: himliga@gmail.com



# Ополаскиватель

## Стирка

Одежда, белье, ткани

## Ополаскиватель-кондиционер для белья и одежды

### Назначение и область применения:

Концентрированный кондиционер (слабое пенообразование) для ополаскивания белья и одежды. Подходит для всех видов тканей, придает материалу мягкость и нежность (ткань не мнется), обладает антистатическим и антибактериальным действием. Предотвращает появление катышек, препятствует прилипанию грязи, придает запах свежести, увеличивает прочность и срок службы изделия. Рекомендуется для использования в прачечных, химчистках, в медицинских, детских учреждениях, в быту, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в гостиницах и т.д.

### Характеристики:

**Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно.**

Внешний вид	Окрашенная однородная жидкость
Плотность, кг/м <sup>3</sup> ( 20°C)	900-1100
pH -100 % раствора( 20°C)	3,0-5,0
pH -1 % раствора( 20°C) в дистиллированной воде	6,0-8,0
Поверхностно-активные вещества в %, не менее	7

### Способ применения:

**Внимание! Перед использованием желательно взболтать!**

- 1. Ручная стирка:** разбавьте в 10 л воды **20-50 мл** средства во время последнего полоскания. Ополаскивайте белье и отжимайте. При желании можно увеличить концентрацию.
- 2. Использование в стиральной машине:** Добавьте в отделение для кондиционера в стиральной машине **40-60 мл** средства. При желании можно увеличить концентрацию. Средство придает ткани мягкость, нежность, антистатические свойства и приятный аромат. Предотвращает образование катышек и старение ткани.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА КОЖУ И НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКЕЙ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ.**

**Хранение:** От -15 °С до +40 °С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — **12 месяцев** в закрытой заводской таре. После размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход.

**Состав:** Комплекс ПАВ, (а-ПАВ 3-15% , амф-ПАВ 3-15%, н-ПАВ < 5%) ЧАС ( алкилдиметилбензиламоний хлорид ) , смягчитель, комплексообразователь, лимонная кислота, отдушка, вода.